

Kaninchen-Anti-Mensch Cda Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intrazellulär) - P32320

Artikelnummer: CM0010884



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliche Cytidin-Desaminase (CDA/CDD) für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem CDA, das Immunogen umfasst die Aminosäuren 1-146. Ideal für die Untersuchung des Nukleotidstoffwechsels und der Granulozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CDA mAb
Anmerkungen/Alias	CDD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	978
Gen-ID	978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-146 des humanen CDA (NP_001776.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32320
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel