

Kaninchen Anti-Human Cda Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P32320

Artikelnummer: CM0004512



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDA (CDD), validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Detektiert ein 16 kDa Protein, kreuzreagiert mit Human. Ideal für die Cytidin-Desaminase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CDA mAk
Bemerkungen/Alias	CDD
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	978
Gen-ID	978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-146 von humanem CDA (NP_001776.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32320
Proteinmasse	16kDa
Versand	Eisbeutel