

Kaninchen Anti-Human Cda Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P32320

Artikelnummer: CM0010067



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humane Cytidin-Desaminase (CDA/CDD) gerichtet ist, für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Validiert in humanen Proben ermöglicht er die Detektion von CDA, einem 16 kDa zinkabhängigen Enzym, das in Granulozyten hoch exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CDA mAk
Bemerkungen/Alias	CDD
Spezies	Human
GenID (Human)	978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-146 von humanem CDA (NP_001776.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32320
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel