

Kaninchen Anti-Human CdcP1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9H5V8

Artikelnummer: CM0009209

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CDCP1 (CD318, TRASK) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Beteiligt an der Zelladhäsion, Metastasierung und der Forschung an leukämischen Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CDCP1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64866
Gen-ID	64866
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9H5V8
Proteingewicht	37kDa/72kDa/92kDa
Versand	Eisbeutel