

Kaninchen Anti-Mensch Ceacam5/Cd66E Mab Für Fc - P06731

Artikelnummer: CM0004601

Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CEACAM5/CD66e (CEA). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Human. Immunogen: rekombinantes Protein (AS 35-685). Ideal für Studien zu Krebs und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e mAb
Bemerkungen/Aliase	CEA; CD66e
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1048
GenID	1048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-685 von humanem CEACAM5/CD66e (NP_004354.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06731
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel