

Kaninchen Anti-Humaner Ceacam5/Cd66E Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06731

Artikelnummer: CM0004815



Einführung

Kaninchen anti-humaner CEACAM5/CD66e monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CEACAM5 (CEA/CD66e), ein 77kDa großes Zelloberflächen-Glykoprotein, Tumormarker und Zelladhäsionsmolekül. Ideal für die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CEACAM5/CD66e mAb
Bemerkungen/Alias	CEA; CD66e
Spezies	Human
GeneID (Human)	1048
GeneID	1048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-685 von humanem CEACAM5/CD66e (NP_004354.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06731
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel