

Kaninchen-Anti-Humaner-Ceacam6-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P40199

Artikelnummer: CM0009833



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CEACAM6 (CD66c) für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. CEACAM6 spielt eine Rolle bei der Zelladhäsion und Tumorprogression; dieser Antikörper eignet sich für die onkologische und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CEACAM6-mAb
Bemerkungen/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4680
Gen-ID	4680
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-320 des humanen CEACAM6 (NP_002474.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40199
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku