

Kaninchen Anti-Human Ceacam6 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P40199

Artikelnummer: CM0004281



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CEACAM6 (CD66c) gerichtet ist, ein 37 kDa GPI-verankertes Zelladhäsionsmolekül, das in Neutrophilen und Tumorzellen exprimiert wird. Geeignet für Anwendungen der Durchflusszytometrie (FC).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human CEACAM6 mAk
Bemerkungen/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4680
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-320 von humanem CEACAM6 (NP_002474.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P40199
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel