

Kaninchen-Anti-Humaner Claudin18.2-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P56856-2

Artikelnummer: CM0008630

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Claudin18.2 (Isoform A2), validiert für die Durchflusszytometrie an humanen Proben. Molekulargewicht 27 kDa. Ideal für die Erforschung der gastrischen Tight Junctions und der Barrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner Claudin18.2-mAb
Bemerkungen/Alias	SFTA5; SFTPJ
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51208
Gen-ID	51208
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-261 des humanen Claudin18.2 (NP_001002026.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56856-2
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku