

Kaninchen Anti-Mensch Claudin18.2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P56856-2

Artikelnummer: CM0011314

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Claudin18.2 (P56856-2). Für die Durchflusszytometrie. Immunogen: rekombinantes Protein (AS 1-261). Reagiert mit Mensch. Ideal für Studien zur Magenbarriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch Claudin18.2 mAk
Bemerkungen/Alias	SFTA5; SFTPJ
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51208
GenID	51208
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-261 von humanem Claudin18.2 (NP_001002026.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DZ
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56856-2
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel