

Kaninchen Anti-Mensch Clec12A/Cd371 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q5Qgz9

Artikelnummer: CM0008592



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CLEC12A/CD371 (CLL-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Myeloider inhibitorischer Rezeptor, der an NETose, Entzündung und Mustererkennung beteiligt ist. Ideal für Immunprofilierung und funktionelle Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CLEC12A/CD371 mAb
Bemerkungen/Alias	CLEC12A; CD371; CLL-1; CLL1; DCAL-2; M1CL; C-Typ-Lektin-Domänen-Familie 12 Mitglied A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	160364
GenID	160364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 65-265 von humanem CLEC12A/CD371 (NP_612210.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5QGZ9
Proteingewicht	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel