

Kaninchen Anti-Human Cpt1A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P50416

Artikelnummer: CM0005963

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CPT1A gerichtet ist, für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt die 88 kDa Leber-Isoform der Carnitin-Palmitoyltransferase 1A, die für die Fettsäureoxidation und den mitochondrialen Stoffwechsel essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CPT1A mAk
Bemerkungen/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1374
Gen-ID	1374
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 520-720 von humanem CPT1A (NP_001867.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P50416
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel