

Kaninchen Anti-Human Cr2/Cd21 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20023

Artikelnummer: CM0008208



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CR2/CD21 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Zielt auf Komplementrezeptor Typ 2 (SWISS P20023), einen B-Zell-Korezeptor und EBV-Rezeptor. Geeignet für die Immunzell-Profilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CR2/CD21 mAk
Bemerkungen/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Spezies	Human
GenID (Human)	1380
GenID	1380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 21-971 von humanem CD21 (NP_001868.2) umfasst.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20023
Proteingewicht	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Versand	Eisbeutel