

Kaninchen Anti-Human Cr2/Cd21 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20023

Artikelnummer: CM0004967



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CR2/CD21, validiert für Durchflusszytometrie-Analysen. Geeignet zur Untersuchung der B-Zell-Korezeptorfunktion, der Komplement-C3d-Wechselwirkungen und der EBV-Rezeptoraktivität. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CR2/CD21 mAk
Bemerkungen/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Spezies	Human
GenID (Human)	1380
GenID	1380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 21-971 von humanem CR2/CD21 (NP_001868.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20023
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel