

Kaninchen-Anti-Mensch Cytokeratin 18 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie (Fc) - P05783

Artikelnummer: CM0011094

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Cytokeratin 18 (CK-18, K18). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung der Epithelzellbiologie, Zwischenfilamente und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch Cytokeratin 18 mAb
Bemerkungen/Alias	K18; CK-18; CYK18
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3875
GenID	3875
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 241-430 des menschlichen Cytokeratin 18 (NP_000215.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05783
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel