


Kaninchen Anti-Human Cytokeratin 19 (Krt19) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08727

Artikelnummer: CM0009002



Einführung

Kaninchen anti-Human Cytokeratin 19 (KRT19) monoklonaler Antikörper, entwickelt für intrazelluläre durchflusszytometrische Anwendungen. Geeignet für die Epithelzellbiologie und die Krebsstammzellforschung. - P08727

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Cytokeratin 19 (KRT19) mAk
Bemerkungen/Alias	K19; CK19; K1CS
Spezies	Human
GenID (Human)	3880
GenID	3880
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-404 des humanen Cytokeratins 19 (NP_002267.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08727
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel