


Kaninchen Anti-Mensch Cytokeratin 19 (Krt19) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08727

Artikelnummer: CM0005921



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 19 (KRT19). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Geeignet für Epithelbiologie, Krebsforschung und Stammzellenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human Cytokeratin 19 (KRT19) mAb
Bemerkungen/Alias	K19; CK19; K1CS
Spezies	Mensch
GenID	3880
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-400 von humanem Cytokeratin 19 (KRT19) entspricht (NP_002267.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08727
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel