


Kaninchen Anti-Human Cytokeratin 8 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05787

Artikelnummer: CM0010861



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Cytokeratin 8 (K8, CK-8), ein Typ-II-Keratin-Intermediärfilament-Protein, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Cytokeratin 8 mAk
Bemerkungen/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Spezies	Mensch
GenID	3856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-483 von humanem Cytokeratin 8 (NP_002264.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05787
Proteinmasse	53kDa/56kDa
Versand	Eisbeutel