


Kaninchen Anti-Human Cytokeratin 8 Monoklonaler Antikörper () Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P05787

Artikelnummer: CM0010459



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 8, konjugiert mit Farbstoff. Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC); zielt auf KRT8 ab, ein wichtiges Intermediärfilament-Protein in Epithelzellen. Ideal für die Forschung am Zytoskelett und der Epithelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Cytokeratin 8 mAb
Bemerkungen/Alias	KRT8; CARD2; CK-8; CK8; CYK8; K2C8; K8; KO; Keratin 8
Spezies	Human
GenID (Human)	3856
GenID	3856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-483 von humanem Cytokeratin 8 (NP_002264.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P05787
Proteingewicht	53kDa/56kDa
Versand	Eisbeutel