


Kaninchen-Anti-Mensch Cytokeratin 8 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P05787

Artikelnummer: CM0008285



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch cytokeratin 8 (CK8) monoklonaler Antikörper für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt menschliches KRT8, einen einfachen Epithelmarker, ideal für Krebs- und Epithelzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch Cytokeratin 8 mAb
Bemerkungen/Aliaße	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3856
GenID	3856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-483 des menschlichen Cytokeratin 8 (NP_002264.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05787
Proteingewicht	53kDa/56kDa
Versand	Eisbeutel