

Kaninchen-Anti-Mensch Dc-Signr/Cd299 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9H2X3

Artikelnummer: CM0012676



Einführung

Fluoreszenzmarkierter -konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf menschliches DC-SIGNR (CD299) abzielt. Spezifisch für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC), reaktiv mit Humanproben. Wird in der Forschung zu viraler Anheftung und Immunüberwachung verwendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch DC-SIGNR/CD299 mAk
Bemerkungen/Aliaße	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10332
GenID	10332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 71-399 von menschlichem DC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H2X3
Proteingewicht	24kDa-45kDa
Versand	Eisbeutel