

Kaninchen Anti-Human Desmoglein 3/Pva Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32926

Artikelnummer: CM0010501



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Desmoglein 3/PVA (DSG3), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt das 130 kDa Pemphigus vulgaris Antigen, ein desmosomales Cadherin, das an der Zelladhäsion beteiligt ist. Ideal für Haut- und Schleimhautforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human Desmoglein 3/PVA mAb
Bemerkungen/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1830
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-615 von humanem Desmoglein 3/PVA (NP_001935.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32926
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eistasche