

Kaninchen Anti-Human Desmoglein 3/Pva Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32926

Artikelnummer: CM0004233



Einführung

Hochleistungsfähiger, mit konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Desmoglein-3 (PVA/CDHF6). Validiert für die Durchflusszytometrie; ideal zur Untersuchung der desmosomalen Adhäsion, Keratinozytenbiologie und Pemphigus vulgaris.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human Desmoglein 3/PVA mAk
Bemerkungen/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1830
Gen-ID	1830
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-615 von humanem Desmoglein 3/PVA (NP_001935.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32926
Proteingewicht	108kDa
Versand	Kühltasche