

Kaninchen Anti-Mensch DLL4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Nr61

Artikelnummer: CM0005925



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes DLL4 für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben, ideal für die Untersuchung von Notch-Signalgebung, Angiogenese und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human DLL4 mAb
Bemerkungen/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; Delta-ähnliches Protein 4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54567
GenID	54567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-524 des menschlichen DLL4 (NP_061947.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NR61
Proteinmasse	75 kDa
Versand	Eisbeutel