

Kaninchen Anti-Human Dnajb1/Hsp40 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25685

Artikelnummer: CM0012514



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper gegen humanes DNAJB1/HSP40, geeignet für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung zur Hitzeschockantwort und Chaperon-Funktion. Kreuzreaktivität: Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human DNAJB1/HSP40 mAb
Anmerkungen/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3337
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 241-340 von humanem DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25685
Proteingewicht	27kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel