

Kaninchen Anti-Human Dnajb1/Hsp40 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P25685

Artikelnummer: CM0005936



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DNAJB1/HSP40, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanen Proben; detektiert Isoformen bei 27 und 38 kDa. Für Forschungszwecke in der Stressantwort und Chaperon-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human DNAJB1/HSP40 mAk
Bemerkungen/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Spezies	Human
GenID (Human)	3337
GenID	3337
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 241-340 von humanem DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25685
Proteingewicht	27kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel