

Kaninchen Anti-Human E-Cadherin/Cd324 Mab Für Fc - P12830

Artikelnummer: CM0012553



Einführung

ABflo 488-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes E-Cadherin/CD324, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung der epithelialen Zelladhäsion und der Cadherin-1-Funktion. Kreuzreagiert mit human. Vorhergesagtes Molekulargewicht 90/97 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human E-Cadherin/CD324 mAb
Bemerkungen/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Spezies	Human
GeneID (human)	999
GeneID	999
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 155-707 von humanem E-Cadherin/CD324 (NP_004351.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P12830
Protein-Gewicht	90kDa/97kDa
Versand	Eisbeutel