

Kaninchen Anti-Human E-Cadherin/Cd324 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Fc) - P12830

Artikelnummer: CM0010384



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes E-Cadherin/CD324 (SWISS: P12830) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), unterstützt die Forschung zu Zelladhäsion, epithelial-mesenchyalem Übergang und Tumorerinvasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Human E-Cadherin/CD324 mAk
Bemerkungen/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	999
Gen-ID	999
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 155-707 von humanem E-Cadherin/CD324 mAk (NP_004351.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P12830
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel