

Kaninchen Anti-Human E-Cadherin/Cd324 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P12830

Artikelnummer: CM0009559



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes E-Cadherin/CD324 gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von epithelialer Zelladhäsion, EMT, Krebsinvasion und Cadherin-vermittelter Zellsortierung. Reaktivität: Mensch; Molekulargewicht: ~90–97 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human E-Cadherin/CD324 mAk
Bemerkungen/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Spezies	Mensch
Gen-ID	999
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 155-707 von humanem E-Cadherin/CD324 (NP_004351.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12830
Proteingewicht	90kDa/97kDa
Versand	Eisbeutel