

Kaninchen-Anti-Human-Egfr-Mab Für Fc - P00533

Artikelnummer: CM0012217



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-human-EGFR-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Forschung zur EGFR-Signalübertragung bei Krebs, zum viralen Eintritt und zur Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-EGFR-mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 335-525 des humanen EGFR (NP_005219.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	44 kDa/69 kDa/77 kDa/134 kDa
Versand	Kühlakku