


Kaninchen Anti-Humaner Egfr Mab Für Fc - P00533

Artikelnummer: CM0008412



Einführung

Kaninchen anti-humaner EGFR monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie in humanen Proben. Ziel ist die extrazelluläre Domäne (aa 335-525), was Studien zur Rezeptorsignalgebung und onkologische Forschungsanwendungen ermöglicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner EGFR mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein\Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 335-525 des humanen EGFR (NP_005219.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P00533
Protein-Gewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel