

Kaninchen Anti-Mensch Egfr Mab Für If/Icc, Fc - P00533

Artikelnummer: CM0010410



Einführung

Hochwertiger fluoreszenzmarkierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches EGFR. Validiert für Immunfluoreszenz- und Durchflusszytometrieenanwendungen in der Krebs- und Signalwegforschung. Geeignet als IVD-Rohstoffquelle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human EGFR mAb
Bemerkungen/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 335-525 des menschlichen EGFR (NP_005219.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel