


Kaninchen Anti-Mensch Egfr Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - P00533

Artikelnummer: CM0010157



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf menschliches EGFR abzielt. Validiert für IF/ICC- und FC-Anwendungen. Schnelle Lieferung von CamelBio für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human EGFR mAb
Bemerkungen/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; epidermaler Wachstumsfaktorrezeptor
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1956
GeneID	1956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 335-525 von menschlichem EGFR (NP_005219.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel