

Kaninchen Anti-Mensch Egfr Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P00533

Artikelnummer: CM0004740



Einführung

-konjugierter Kaninchen Anti-Mensch EGFR monoklonaler Antikörper für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Zielt auf die extrazelluläre Domäne (Aa 335-525) des Epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors ab. Geeignet für humane Proben; validiert für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human EGFR mAb
Anmerkungen/Aliase	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; Epidermaler Wachstumsfaktorrezeptor
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1956
GeneID	1956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 335-525 des menschlichen EGFR enthält (NP_005219.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteinmasse	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel