

Kaninchen-Anti-Humaner-ErbB3/Her3-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P21860

Artikelnummer: CM0011109



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ErbB3/HER3 (UniProt P21860). Für die Durchflusszytometrie (FC) validiert. Ideal zur Untersuchung der ErbB3/HER3-Expression und der Neuregulin-Signalübertragung in humanen Epithel- und Krebsproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes ErbB3/HER3-mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2-Rezeptor-Tyrosinkinase 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2065
Gen-ID	2065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-643 des humanen ErbB3/HER3 (NP_001973.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21860
Proteingewicht	20 kDa/36 kDa/77 kDa/141 kDa/148 kDa
Versand	Kühlakku