

Kaninchen-Anti-Menschlicher Erbb3/Her3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P21860

Artikelnummer: CM0012030



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper detektiert spezifisch die menschliche Rezeptor-Tyrosinkinase ErbB3/HER3. Entwickelt für durchflusszytometrische Anwendungen in menschlichen Proben, unterstützt er onkologische und signaltransduktionsbezogene Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human ErbB3/HER3 mAb
Bemerkungen/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2065
GenID	2065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-643 des menschlichen ErbB3/HER3 (NP_001973.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21860
Proteingewicht	148 kDa
Versand	Eisbeutel