


Kaninchen Anti-Human Erbb3/Her3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P21860

Artikelnummer: CM0010819



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ErbB3/HER3 für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne (aa20-643) der Rezeptor-Tyrosinkinase, die an der Neuregulin-Signalübertragung und PI3K-Aktivierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human ErbB3/HER3 mAb
Bemerkungen/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Spezies	Mensch
Gen-ID	2065 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-643 von humanem ErbB3/HER3 (NP_001973.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
Swiss-Prot	P21860
Proteinmasse	148 kDa
Versand	Eisbeutel