

Kaninchen Anti-Human Erg Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P11308

Artikelnummer: CM0010590



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ERG (p55/erg-3).
Spezifisch für intrazelluläre durchflusszytometrische Anwendungen, validiert an humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human ERG mAb
Bemerkungen/Alias	p55; erg-3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2078
GenID	2078
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ERG (NP_891548.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11308
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel