

Kaninchen Anti-Human Erg Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P11308

Artikelnummer: CM0008692



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ERG (p55/erg-3). Entwickelt für Anwendungen in der intrazellulären Durchflusszytometrie (FC intra). Erkennt humanes ERG; vorhergesagtes Molekulargewicht 54kDa. UniProt: P11308.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human ERG mAb
Bemerkungen/Alias	p55; erg-3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2078
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ERG entspricht (NP_891548.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11308
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel