

Kaninchen-Anti-Humaner Fap-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q12884

Artikelnummer: CM0009346



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner-FAP-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt spezifisch das Fibroblastenaktivierungsprotein alpha (FAP α) in humanen Proben. Ideal für die Erforschung von Krebs, Fibrose und Gewebeumbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner FAP-mAb
Bemerkungen/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP
Spezies	Human
GeneID (Mensch)	2191
GeneID	2191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-760 des humanen FAP (NP_004451.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q12884
Proteingewicht	27 kDa/87 kDa
Versand	Kühlakku