

Kaninchen Anti-Human Fatp1 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q6Pcb7

Artikelnummer: CM0012124

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FATP1 (SLC27A1), validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Nützlich für die Forschung zum Transport und Stoffwechsel von langkettigen Fettsäuren. UniProt Q6PCB7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human FATP1 mAk
Bemerkungen/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Spezies	Human
GenID (human)	376497
GenID	376497
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 510-646 von humanem FATP1 (NP_940982.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6PCB7
Proteingewicht	52kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel