


Kaninchen Anti-Human FcεR1A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P12319

Artikelnummer: CM0012614



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes FcεR1α (Fc-epsilon RI-alpha, FCER1A) gerichtet ist. Validiert für Anwendungen der Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für Allergie-, Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human FcεR1α mAk
Bemerkungen/Alias	FCεR1A; FcεRI; FCER1A
Spezies	Human
GenID (Human)	2205
GenID	2205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-205 von humanem FcεR1α (NP_001992.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P12319
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel