

Kaninchen Anti-Human Fgfr3 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P22607

Artikelnummer: CM0004927



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FGFR3, validiert für die Durchflusszytometrie. FGFR3 ist ein Schlüsselregulator der Chondrozyten-Differenzierung und der Skelettentwicklung. Ideal für die zelluläre Analyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human FGFR3 mAb
Anmerkungen/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Spezies	Human
GeneID (Human)	2261
GeneID	2261
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P22607
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel