


## Kaninchen-Anti-Human-Flt3/Cd135-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P36888

Artikelnummer: CM0012501



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-human-Flt3/CD135-monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist die Rezeptor-Tyrosinkinase FLT3, die an der Differenzierung und dem Überleben hämatopoetischer Zellen beteiligt ist. Geeignet für die Stammzell- und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-human-Flt3/CD135-mAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; FMS-verwandte Tyrosinkinase 3                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GeneID (Mensch)   | 2322                                                                                                                                 |
| GeneID            | 2322                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-163 des menschlichen Flt3/CD135 (NP_004110.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                               |
| SWISS             | P36888                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 108 kDa/112 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Kühlpack                                                                                                                             |