

Kaninchen Anti-Humaner Flt3/Cd135 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P36888

Artikelnummer: CM0009648



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Flt3/CD135. Validiert für die Durchflusszytometrie, detektiert dieser Antikörper die 108-112 kDa Rezeptor-Tyrosinkinase, die für Studien an hämatopoetischen Vorläuferzellen und die Leukämieforschung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner Flt3/CD135 mAb
Bemerkungen/Alias	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; fms related tyrosine kinase 3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2322
Gen-ID	2322
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-163 von humanem Flt3/CD135 (NP_004110.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P36888
Proteingewicht	108kDa/112kDa
Versand	Eisbeutel