


Kaninchen Anti-Human Galectin 3 Mab Für Fc (Intra) - P17931

Artikelnummer: CM0008049



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, spezifisch für humanes Galectin-3. Ideal für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Detektiert ein 26 kDa Protein. Kreuzreagiert mit humanen Proben. Geeignet für Immunologie, Krebs- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Galectin 3 mAb
Bemerkungen/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem Galectin 3 (NP_002297.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P17931
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel