


Kaninchen Anti-Human Galectin 3 Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P17931

Artikelnummer: CM0012190



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Galectin-3 (LGALS3) für die intrazelluläre Durchflusszytometrie gerichtet ist. Erkennt humanes Galectin-3, ~26 kDa. Geeignet für Immunologie, Entzündungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Galectin 3 mAk
Bemerkungen/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3958
GenID	3958
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem Galectin 3
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17931
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel