

Kaninchen Anti-Human Gata3 Mak Für Durchflusszytometrie - P23771

Artikelnummer: CM0007890



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor GATA3 für die intrazelluläre Durchflusszytometrie gerichtet ist. Validiert für menschliche Reaktivität, 48 kDa. Ideal für Studien zur Th2-Zell- und Makrophagenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Kaninchen anti-Human GATA3 mAk
Bemerkungen/Alias	HDR; HDRS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2625
GenID	2625
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem GATA3 (NP_001002295.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P23771
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel