

## Kaninchen-Anti-Human-Gata3-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P23771

Artikelnummer: CM0012400



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen den humanen GATA3-Transkriptionsfaktor für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Für humane Proben validiert, 48 kDa. Geeignet für die Erforschung der T-Zell- und Th2-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-human-GATA3-mAb                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | HDR; HDRS                                                                                                                    |
| Art               | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 2625                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen GATA3 enthält (NP_001002295.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC (intra)                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                       |
| SWISS             | P23771                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 48 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                     |