

Kaninchen Anti-Humaner Glypican 3 (Gpc3) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P51654

Artikelnummer: CM0009054



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-humaner Glypican 3 (GPC3) monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC) mit humaner Reaktivität. GPC3 ist ein Zelloberflächen-Proteoglykan, das in Wnt- und Hedgehog-Signalwege involviert ist und häufig in der Krebs- und Entwicklungsbiologie untersucht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner Glypican 3 (GPC3) mAb
Bemerkungen/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGB5; OCI-5; SGB51; GTR2-2
Spezies	Human
Gen-ID	2719
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P51654
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel